

Laporan Kalibrasi Anasthesia Unit

No Label: 407767

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

: RS Tk. II Udayana

Merk

: Soft Lander : Sharp SL-210

Tipe/Model No seri

: 0601013U

B. Pelaksanaan Kalibrasi

: OK

Tempat/Ruangan
 Tanggal

: 24 Agustus 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

22.3 59.0 % RH

2. Kelembaban D. Alat Yang Digunakan

- Gas Flow Analyzer, Merk: Fluke, Type: VT-305, SN: BF100963 (Tertelusur ke Standar Internasional)
 Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
- 3. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)
- Gas Flow Analyzer, Merk: Riken Keiki, Type: FI-8000, SN: 52G0071501-4 (Tertelusur ke Standar Internasional) eriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Ma	Bouley slet	Hasil Pemeriksaan		Keterangan
No	Bagian alat	Fisik	Fungsi	Reterangan
1.	Vaporizer	Baik	Baik	(*)
2.	Rotameter	Baik	Baik	3.5
3.	Tabung + Regulator O2	Baik	Baik	
4.	Tabung + Regulator N2O	Baik	Baik	
5.	Patient Circuit	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur	Toleransi
1.	Tegangan Jala-jala Terukur	223.8	220 ± 10 % V
2.	Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
3.	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.167	≤ 0.2 Ω
4.	Arus bocor pada chasis dengan pembumian	8.8	≤ 100 µA
	Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	17.8	≤ 500 µA
	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	7.8	≤ 100 µA
7.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	18.9	≤ 500 µA

G. Hasil Pengukuran Kerja

Anaestesi Machine
 Flow O2

No	Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata	Koreksi	Ketidakpastin Pengukuran
1.	Flow O2 (l/m)	0	0.00	0.00	± 0.58
2. /		0.5	0.46	-0.04	± 0.58
2.		1	0.89	-0.11	± 0.58
3.		3	2.71	-0.29	± 0.58
4.		5	4.62	-0.38	± 0.58

No	Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
. 1		0	0.00	0.00	± 0.58
	Flow N2O (Vm)	0.5	0.47	-0.03	± 0.58
		/1	0.93	-0.07	± 0.58
		3	2.76	-0.24	± 0.58
		5	5.27	0.27	± 0.58

- 1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/F-10

I. Kesimpulan

1. Berdasarkan MK/KAL/F-10 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015,

maka peralatan ini dinyatakan :

ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

[†] PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax.

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280