

Laporan Kalibrasi Patient Monitor

No Label : 436535

A. Data Pelanggan

1. Milik : RSUD Tamansari

2. Merek : GE 3. Tipe : B20i

4. No.Seri : SJW16390005HA

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan : HCU

2. Tanggal : 26 Oktober 2022

C. Kondisi Ruangan

Suhu : 23.3 °C
Kelembaban : 57 % RH

D. Alat yang digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat		Hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksa Fisik Fungsi		an Keterangan	
Kontrol / Indikator		Baik	Baik		
Badan / Permukaan		Baik	Baik	- 15 mm	
Kabel ECG		Baik	Baik		
SPO2 Sensor		Baik	Baik	* Mariana	
Manset dan Selang (NIBP Cuff)		Baik	Baik		
Kabel / Aksesoris	1	Baik	Baik	-	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi	
Tegangan Jala-jala Terukur	220.1	220 ± 10 %	٧
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.153	≤ 0.2	Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20	МΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.3	≤ 100	μA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	1.2	≤ 500	μΑ
Patient Leakage Current RA - Earth	0.6	≤ 10	μА
Patient Leakage Current RL - Earth	0.3	≤ 10	μΑ
Patient Leakage Current LA - Earth	0.2	≤ 10	μΑ
Patient Leakage Current LL - Earth	0.4	≤ 10	μA
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	0.5	≤ 10	μΑ

Halaman 2 dari 3

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280



No. Label: 436535

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. NIBP (mmHg)

Parameter	Setting	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	
Systole	60	63.67	3.67	± 1.1
Diastole	30	33.67	3.67	± 1.6
Systole	120	125.33	5.33	± 1.1
Diastole	80	84.67	4.67	± 1,1
Systole	150	151.67	1.67	± 1.1
Diastole	100	105.33	5.33	± 1.1

2. SPO2

a. Saturasi Oksigen (% SPO2)

Parameter	Setting Standar	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Saturasi Oksigen	85	84.00	-1.00	± 0.82
	90	90.00	0.00	± 0.82
	95	95.00	0.00	± 0.82
	100	100.00	0.00	± 0.82

b. Heart Rate (bpm SPO2)

Parameter	Setting Standar	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Heart Rate	60	60.00	0.00	± 0.82
	80	80.00	0.00	± 0.82
	120	120.00	0.00	± 0.82
	180	180.00	0.00	± 0.82

3. Heart Rate ECG (bpm)

Parameter	Setting Standar	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Constant of the last	30	30.00	0.00	± 1.4
	60	60.00	0.00	± 1.4
Heart Rate	120	120.00	0.00	± 1.4
	180	180.00	0.00	± 1.4
	240	240.00	0.00	± 1.4

H. Keterangan

- 1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/L-18

I. Kesimpulan

Berdasarkan MK/KAL/L-18 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 3 dari 3

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280