

## Laporan Kalibrasi Anasthesia Apparatus

No Label: 407776

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

: RS Tk. II Udayana

Merk

: Acoma

Tipe/Model

: FO-205

4. No seri : 19088

B. Pelaksanaan Kalibrasi

: OK

: 24 Agustus 2022

 Tempat/Ruangan
 Tanggal C. Kondisi Ruangan

Suhu

22.3

Kelembaban

59.0

D. Alat Yang Digunakan

- 1. Gas Flow Analyzer, Merk : Fluke, Type : VT-305, SN : BF100963 (Tertelusur ke Standar Internasional)
- 2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

°C

% RH

- 3. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)
- Gas Flow Analyzer, Merk: Riken Keiki, Type: FI-8000, SN: 52G0071501-4 (Tertelusur ke Standar Internasional)
  Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Danies elet	Hasil Pemeriksaan		Keterangan	
NO	Bagian alat	Fisik	Fungsi	Reterangan	
1.	Vaporizer	Baik	Baik	*	
2.	Rotameter	Baik	Baik		
3.	Tabung + Regulator O2	Baik	Baik	5	
4.	Tabung + Regulator N2O	Baik	Baik		
5.	Patient Circuit	Baik	Baik		

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur	Toleransi
1.	Tegangan Jala-jala Terukur	221.3	220 ± 10 % V
2.	Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
3.	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.163	≤ 0.2 Ω
4.	Arus bocor pada chasis dengan pembumian	3.3	≤ 100 µA
5.	Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	21.4	≤ 500 µA
6.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	3.8	≤ 100 µA
7.	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	22.4	≤ 500 µA

# G. Hasil Pengukuran Kerja

1. Anaestesi Machine

No	Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata	Koreksi	Ketidakpastin Pengukuran
1.	Flow O2 (l/m)	0	0.00	0.00	± 0.58
2.		0.5	0.55	0.05	± 0.58
2.		1	1.21	0.21	± 0.58
3.		3	3.27	0.27	± 0.58
4.		5	5.18	0.18	± 0.58

No	Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
1.	Flow N2O (l/m)	0	0.00	0.00	± 0.58
2.		0.5	0.46	-0.04	± 0.58
3.		1	1.15	0.15	± 0.58
4.		3	3.22	0.22	± 0.58
5.		5	5.31	0.31	± 0.58

#### Keterangan

- 1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/F-10

## I. Kesimpulan

1. Berdasarkan MK/KAL/F-10 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN maka peralatan ini dinyatakan :

#### J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

## **PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

: (021) 5701467, 57930464 Telp. : (021) 5701468, 5743280 Fax.