

## **Laporan Kalibrasi Patient Monitor**

No Label : 407524

A. Data Pelanggan

Milik

RS Tk. II Udayana

2. Merek

NIKON KOHDEN

3. Tipe

BSM-3562

4. No.Seri

14476

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

HCU

2. Tanggal

15 Agustus 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

23.0

55.0

D. Alat yang digunakan

2. Kelembaban

- 1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)
- 2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
- 3. Vital Sign Monitor, Merk: Fluke, Model/Type: Prosim 8, S/N 1960027 (Tertelusur ke Standar International)

°C

% RH

## E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Kontrol / Indikator	Baik	Baik	
Badan / Permukaan	Baik	Baik	
Kabel ECG	Baik	Baik	
SPO2 Sensor	Baik	Baik	No. of Concession, Name of Street, or other Designation, Name of Street, Name
Manset dan Selang (NIBP Cuff)	Baik	Baik	
Kabel / Aksesoris	Baik	Baik	

## F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Hasil Safety Analyzer	Toleransi
Tegangan Jala-jala Terukur	221.9	220 ± 10 % V
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.165	≤ 0.2 Ω
Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.6	≤100 µA
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	0.5	≤ 500 µA
Patient Leakage Current RA - Earth	0.5	≤10 μA
Patient Leakage Current RL - Earth	0.6	≤10 μA
Patient Leakage Current LA - Earth	0.5	≤10 µA
Patient Leakage Current LL - Earth	0.5	≤10 µA
Patient Leakage Current V1 - V6 - Earth	0.6	≤10 µA

Halaman 2 dari 3

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280