

Laporan Kalibrasi Electro Surgery Unit

No Label: 407668

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

: RS Tk. II Udayana

2. Merk : BEFUL

3. Tipe/Model : DOCTANZ

No seri

: A07CMAM0114

B. Pelaksanaan kalibrasi

Tempat/Ruangan
Tanggal

: Poli Kulit

: 29 Agustus 2022

C. Kondisi Ruangan

1. Suhu

°C 23.3 56.8

2. Kelembaban D. Alat Yang Digunakan

1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

% RH

3. Electro Surgery Analyzer, Merk: Fluke, Model/Type: QA-ES II, SN: 202738 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No	Danies slad	Hasil Pemeriksaan		Keterangan	
No	Bagian alat	an alat Fisik Fungsi			
1.	Power Cord	Baik	Baik		
2.	Switch On/Off	Baik	Baik	*	
3.	LED/Back Light/Indikator	Baik	Baik	· ·	
4.	Hand Piece Electrode	Baik	Baik	•	
5.	Neutral Plate	Baik	Baik Baik -		

Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

No	Parameter	Terukur	Toleransi
1.	Tegangan Jala-jala Terukur	221.3	220 ± 10 % V
2.	Tahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ
3.	Tahanan Hubungan Pentanahan	0.145	≤ 0.2 Ω
	Arus bocor pada chasis dengan pembumian	0.4	≤ 100 µA
5.	Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	5.6	≤ 500 μA
	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	0.4	≤ 100 µA
	Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	4.4	≤ 500 μA

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Data Cutting (Daya)

No	Parameter	Setting pada alat	Terukur Rata-rata	Koreksi	Ketidakpastian
1.	Daya - (Watt) -	15	14.10	-0.90	± 0.58
2.		30	28.30	-1.70	± 0.58
3.		45	42.50	-2.50	± 0.58
4.		90	83.40	-6.60	± 0.58
5.		120	106.60	-13.40	± 0.58

Data Coagulating (Dava)

No	Parameter	Setting pada alat	Terukur Rata-rata	Koreksi	Ketidakpastian
1		8	7.60	-0.40	± 0.03
2.	Daya (Watt)	16	14.60	-1.40	± 0.03
3.		32	29.50	-2.50	± 0.03
4.		48	45.10	-2.90	± 0.03
5.		64	58.30	-5.70	± 0.03

H. Keterangan

- 1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/L-24

I. Kesimpulan

1. Berdasarkan MK/KAL/L-24 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT LAIK DAN BAIK UNTUK DIGUNAKAN

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa sejiin PT.GPS Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

: (021) 5701467, 57930464 Telp. Fax. : (021) 5701468, 5743280