

Laporan Pengujian Sterilisator Kering

No. Label: 408858

Data Alat Pelanggan

1. Milik : Puskesmas Kuta I 2. Merek : Elitech : ZTPP80AS 3. Model/Tipe : LSO3203A0626 4. No. Seri

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat / Ruangan : Bersalin Tanggal : 29 Juli 2022

C. Kondisi Ruang

 Suhu 25.0 OC 2. Kelembaban Relatif 60.0 %RH

D. Alat yang Digunakan

Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
 Temperature Data Logger, Merk: Madgetech, Model/Type: Hi Temp 150, S/N N35106 (Tertelusur melalui LK-032-IDN)

Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat

Bagian Alat	Fisik	Fungsi	Keterangan
Power Cord	Baik	Baik	
Switch On Off	Baik	Baik	
Panel Switch	Baik	Baik):E
ndikator Suhu	Baik	Baik	/ =
ndikator Tekanan Chamber	Baik	Baik	35
Temperatur Adjuster	Baik	Baik	:
Regulator Tekanan	Baik	Baik	(¥

Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

1. Hasil pengukuran keselamatan listrik tidak dilakukan karena tidak memungkinkan untuk dilakukan pengukuran

Hasil Pengukuran Kineria Autoclave

Setting Alat	Date and Time (UTC+07:00)	Channel 1 Probe Temperature (°C)
	11:17:19	140.30
	11:17:49	140.20
	11:18:19	140.20
	11:18:49	140.10
f / / ru /	11:19:19	138.80
Fix	11:19:49	138.60
// // 1	11:20:19	138.40
	11:20:49	138.20
	11:21:19	137.60
	11:22:49	137.40



H. Keterangan

1. Alat ini diuji mengunakan metode pengujian MP/UJI/T-02

 Berdasarkan MP/UJI/T-02 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan pengujian ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seijin PT.GPS Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

₹PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

: (021) 5701467, 57930464 Telp. Fax. : (021) 5701468, 5743280