

# Laporan Kalibrasi Infusion Pump

No Label: 392177

Data Pelanggan

1. Milik

: Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

Merek 2.

Fyrom

Tipe

: Drive

No.Seri

: 02071009200013

B. Pelaksanaan Kalibrasi

1. Tempat/Ruangan

: Griya Puspa Lt 4

2. Tanggal

: 17 Maret 2022

C. Kondisi Ruangan

23.9

1. Suhu 2. Kelembaban

°C 55.5 % RH

D. Peralatan Yang Digunakan

- 1. Infusion Device Analyzer, Merk: Rigel, Type: 03H 0207, SN: (Tertelusur melalui LK-032-IDN)
- 2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
- 3. Electrical Safety Analyzer, Merk : Fluke, Type : ESA 612, SN : 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)

riksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan -	
Power Cord On/Off Switch	Baik	Baik		
Panel Control	Baik	Baik	8.	
Door Lock	Baik	Baik	*.	
Drip Sensor	Baik	Baik	•	
Display/Monitor	Baik	Baik	384	
Alarm	Baik			

Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

Parameter	Terukur	Toleransi 220 ± 10 % V	
Fegangan Jala-jala Terukur	223.1		
ahanan Isolasi Kabel Catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 2 MΩ	
ahanan Hubungan Pentanahan	0.129	≤ 0.2 Ω	
Arus Bocor pada Peralatan	1.3	≤ 500 µA	

#### G. Hasil Pengukuran Kinerja

Alarm Occlusion

Parameter	Terbaca pada Standar	Toleransi yang Diijinkan	
Alarm Occlusion	5.2	≤ 20 Psi	

# 2. Flow Rate

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur rata-rata Standar	Koreksi	Ketidakpastian pengukuran
	10.0	10.3	0.3	± 0.1
Flow Rate ( mL/H )	50.0	48.3	-1.7	± 0.4
	100.0	99.6	-0.4	± 0.3

#### H. Keterangan

- 1. Hasil Ketidakpastian Pengukuran yang disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan ( k) = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/F-08

# Kesimpulan

 Berdasarkan MK/KAL/F-08 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

## J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

### **APT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp.

Fax.

: (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa sejiin PT.GPS Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang