

Laporan Kalibrasi UST

No. Label: 407763

A. Data Alat Pelanggan

1. Milik

: RS Tk. II Udayana

2. Merek

: BTL

3. Tipe

: BTL-5000

4. No. Seri

: 03800B008266

B. Pelaksanaan Kalibrasi

: Fisiotherapy

Tempat/Ruangan
Tanggal

: 23 Agustus 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu

24.6 °C

2. Kelembaban Relatif

55.0 % RH

D. Alat Yang Digunakan

- 1. Electrical Safety Analyzer, Merk: Fluke, Type: ESA 612, SN: 3975444 (Tertelusur ke Standar Internasional)
- 2. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)
- 3. Precision Ultra Sound Balance, Merk: EMS, S/N 113779 (Tertelusur ke Standard International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan Fisik	Hasil Pemeriksaan Fungsi	Keterangan
Power Cord	Baik	Baik	
Cable Electrode	Baik	Baik	•
Timer	Baik	Baik	
Power Adjusment	Baik	Baik	=
ndicator Power Meter	Baik	Baik	
Sound Indicator	Baik	Baik	
_amp Indicator	Baik	Baik	
Vacuum	Baik	Baik	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

riasii rengukuran keselamatan Lisurk				
Parameter	Terukur	Toleransi		
Tegangan Jala-jala Terukur	221.3	220 ± 10 % V		
Tahanan isolasi kabel catu Daya dengan Chassis	OL	≥ 20 MΩ		
Tahanan Hubungan Pentanahan	0.141	≤ 0.2 Ω		
Arus bocor pada chasis dengan pembumian	3.3	≤ 100 µA		
Arus bocor pada chasis tanpa pembumian	7.8	≤ 500 µA		
Arus bocor pada chasis polaritas terbalik dengan pembumian	2.3	≤ 100 µA		
Arus bocor pada chasis polaritas terbalik tanpa pembumian	6.7	≤ 500 µA		

3. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata Pada Standar	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Power (Watt/cm²)	0.5	0.49	-0.01	± 0.82
	1.0	1.03	0.03	± 0.82
	1.5	1.50	0.00	± 0.58
	2.0	1.99	-0.01	± 0.82

Parameter	Setting Pada Alat	Terukur Rata-rata Pada Standar	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
Timer (detik)	180	180.06	-0.06	± 0.58
	300	300.10	-0.10	± 0.58

H. Keterangan

- 1. Ketidakpastian Pengukuran dilaporkan pada Tingkat Kepercayaan 95 % dan Faktor Cakupan k = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi menggunakan metode kalibrasi MK/KAL/L-16

I. Kesimpulan

Berdasarkan MK/KAL/L-16 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. : (021) 5701467, 57930464 Fax. : (021) 5701468, 5743280