

# Laporan Kalibrasi Fetal Doppler

No. Label: 408770

A. Data Pelanggan

1. Milik

: Puskesmas Kuta II

Merek

: Bistos

3. Tipe

. .

4. No.Seri

: =

B. Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat/Ruangan

: KIA

Tanggal

26 Juli 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu

Y

Kelembaban Nisbi

58.0

25.0

°C % RH

### D. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

2. Fetal Simulator, Merk: Fluke, Model/Type: PS320, S/N 2393012 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

×1.	Bagian Alat	Hasil Pemeriksaan		Keterangan	
No.		Fisik	Fungsi	Neterangan	
1.	Kabel Power/Adaptor/Battery	Baik	Baik		
2.	Tombol On Off	Baik	Baik	-	
3.	Display/Monitor	Baik	Baik		
4.	Probe Doppler	Baik	Baik		
5.	Speaker	Baik	Baik	-	

# F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

1. Hasil pengukuran keselamatan listrik tidak dilakukan karena alat menggunakan baterai

G. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

Parameter	Setting Standar	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran	
Frekuensi Heart Rate (BPM)	30	29.67	-0.33	±	0.92
	60	59.83	-0.17	±	0.88
	90	89.00	-1.00	±	0.82
	150	150.00	0.00	±	0.82
	180	179.50	-0.50	±	0.93

#### H. Keterangan

- 1. Hasil ketidakpastian pengukuran disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan factor cakupan (K) = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi mengunakan metode Kalibrasi MK/KAL/L-20

#### I. Kesimpulan

 Berdasarkan MK/KAL/L-20 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

# J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

## **%PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax. : (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seljin PT.GPS Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditendatangani oleh pejabat yang berwenang