

Laporan Kalibrasi Fetal Doppler

No. Label: 365669

A. Data Pelanggan

1. Milik

Puskesmas Abiansemal I

Merek

: Lotus

Tipe

) ·

4. No.Seri

5 8

B. Pelaksanaan Kalibrasi

Tempat/Ruangan

: Ruang Bersalin

2. Tanggal

: 21 Juli 2022

C. Kondisi Ruang

1. Suhu

°C

Kelembaban Nisbi

24.0 58.0

% RH

D. Alat Yang Digunakan

1. Thermohygrometer, Merk: Sanfix, Model/Type: TH-303A, S/N: 01657 (Tertelusur melalui LK-053-IDN)

2. Fetal Simulator, Merk: Fluke, Model/Type: PS320, S/N 2393012 (Tertelusur ke Standar International)

E. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Paris Alex	Hasil Pemeriksaan		Vatarangan	
	Bagian Alat	Fisik	Fungsi	Keterangan	
1.	Kabel Power/Adaptor/Battery	Baik	Baik		
2.	Tombol On Off	Baik	Baik	-	
3.	Display/Monitor	Baik	Baik		
4.	Probe Doppler	Baik	Baik	3#S	
5.	Speaker	Baik	Baik	**	

F. Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik

1. Hasil pengukuran keselamatan listrik tidak dilakukan karena alat menggunakan baterai

G. Hasil Pengukuran Kineria Alat

Parameter	Setting Standar	Rata-rata Hasil Ukur	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran	
Frekuensi Heart Rate (BPM)	30	30.00	0.00	±	0.82
	60	60.00	0.00	±	0.82
	90	90.00	0.00	±	0.82
	150	149.67	-0.33	±	0.92
	180	179.67	-0.33	±	0.92

H Keterangan

- 1. Hasil ketidakpastian pengukuran disajikan mempunyai tingkat kepercayaan 95% dengan factor cakupan (K) = 2
- 2. Alat ini dikalibrasi mengunakan metode Kalibrasi MK/KAL/L-20

I. Kesimpulan

Berdasarkan MK/KAL/L-20 yang merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015,
maka peralatan ini dinyatakan : ALAT BAIK DAN LAIK UNTUK DIGUNAKAN

J. Saran

1. Lakukan maintenance dan kalibrasi ulang secara berkala

Halaman 2 dari 2

***PT. GLOBALPROMEDIKA SERVICES**

Gedung PT. Bersaudara Lt. 4

Jl. Penjernihan 1 No. 38, Jakarta Pusat - Jakarta 10210

Telp. Fax. : (021) 5701467, 57930464 : (021) 5701468, 5743280

Dilarang keras mengutip/memperbanyak dan atau mempublikasikan sebagian isi sertifikat ini tanpa seljin PT.GPS Sertifikat ini sah apabila dibubuhi cap PT. GPS dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang